

Título: NeuroPsi

Participantes:

Número	Nome	
50034216	João Prata	
50037722	Pedro Rosa	

Enquadramento:

A neuropsicologia é a ciência que estuda as relações entre determinadas áreas do cérebro e o comportamento humano.

Nas consultas de neuropsicologia pretende-se caracterizar as situações clínicas dos pacientes que apresentam alterações nas funções cognitivas como a memória, a concentração, a linguagem, o pensamento logico e abstrato, a capacidade de planeamento e de organização, etc.

Uma das formas de avaliação neuropsicologia é feita através de um conjunto de testes padronizados (por exemplo a figura complexa de Rey) que visam obter uma primeira informação acerca do estado cognitivo do paciente, cabendo depois ao neuropsicólogo determinar se se trata de um defeito cognitivo ou devido ao envelhecimento, com vista a determinar o tratamento adequado. Estes testes são muitas vezes feitos em papel.

Pretende-se desenvolver uma aplicação web que permita a realização desses testes assim como o registo dos dados obtidos e a sua visualização e análise.

Esta aplicação permitirá ao neuropsicólogo aceder ao historial de testes realizados pelo paciente para que possa analisar os resultados e comparar o seu desenvolvimento ao longo do tempo.

Os resultados dos testes realizados são guardados numa base de dados assim como um replay dos passos dados pelo paciente para que o neuropsicólogo possa seguir passo a passo o que foi feito e identificar, por exemplo, algum momento em que o paciente tenha hesitado.

Com a utilização desta aplicação web, deixa de ser necessário a presença de um neuropsicólogo para a realização destes testes assim como guardá-los em formato de papel, poupando espaço físico e diminuindo o tempo para aceder aos resultados.

Já existem alguns sites que proporcionam aos utilizadores testes cognitivos como, por exemplo, o Cognifit. No entanto, este é apenas utilizado pela própria pessoa, não havendo um seguimento por parte de um especialista na área. O utilizador terá que procurar ajuda especializada o que não resolver o problema de ter de se deslocar ate um neuropsicólogo ou vise versa.

Personas:

- Neuropsicólogo: Especialista na área de psicologia cognitiva;
- Paciente: O utilizador que necessita de uma avaliação cognitiva.

Cenários principais:

 O paciente recebe uma notificação de que tem um teste para fazer e consegue aceder ao mesmo. O paciente realiza o teste cognitivo. Após terminar, os resultados e um replay dos passos dados pelo paciente são guardados na base de dados. Após terminar, o



neuropsicólogo recebe uma notificação a indicar que os resultados foram guardados. O neuropsicólogo consegue então aceder aos resultados e o replay do teste na sua página.

Cenários secundários:

- O neuropsicólogo acede à página de representação geográfica, deixa o rato por cima na circunferência que marca a morada de um paciente e a informação do tempo e distância poupados aparecem. O neuropsicólogo carrega na mesma circunferência e acede a página de informação desse paciente.
- O neuropsicólogo acede a uma lista de pacientes, seleciona um para aceder a sua informação. Na tabela de testes feitos carrega no sinal "+" para marca um teste cognitivo.

Requisitos:

ID	Nome	Descrição	Prioridade
FR01	Guardar resultados e replay	Apos terminar o teste os resultados e um replay dos passos dados são guardados na base de dados.	Alta
FR02	Sistema de notificações	Quando o neuropsicólogo marca um teste ou uma consulta, o paciente recebe uma notificação na sua página web. Quando o paciente termina o teste e os resultados são guardados, o neuropsicólogo recebe uma notificação na sua página web.	Alta
FR03	Mapa moradas	Representação geográfica com marcações das moradas dos pacientes e do seu neuropsicólogo.	Alta
FR04	Tempo e distância poupados	O neuropsicólogo consegue ver a informação do tempo e distância que foram poupados sempre que um dos seus pacientes faz um teste.	Media
FR05	Circunferência de tempo poupado	A representação geográfica tem uma circunferência em volta da marcação da posição da morada do paciente. Esta circunferência aumenta conforme o tempo que foi poupado (ver FR04).	Baixa
FR06	Lista de pacientes	O neuropsicólogo tem acesso a uma lista de todos os seus pacientes.	Media
FR07	Marcação de testes	O neuropsicólogo consegue marcar testes para os seus pacientes.	Alta
FR08	Guardar localização	Quando um neuropsicólogo marca um teste e quando um paciente termina um teste, a localização do sistema utilizado é guardada.	Baixa
FR09	Realização de testes	O paciente consegue realizar um teste cognitivo composto por várias fases.	Alta
FR10	Acesso a testes marcados	O paciente consegue aceder ao teste que lhe foi marcado pelo	Alta



		neuropsicólogo.	
FR11	Acesso a resultados e replay	O neuropsicólogo consegue aceder aos resultados de um determinado teste de um paciente e consegue visualizar um replay.	Alta
FR12	Instruções de navegação	Instruções que aparecem na pagina do paciente e durante a realização dos teste que ajudam a entender e a navegar pela pagina e a concluir os testes.	Baixa
NFR01	Informação acedida no máximo em 3 "clicks"	O utilizador não precisa de fazer mais do que 3 "clicks" para aceder a qualquer informação que precise.	Alta

Tabela de CRUD:

	Utilizadores	Módulos			
Requisitos Funcionais		Gestão de testes	Gestão de resultados	Gestão de lista pacientes	Representação geográfica
Guardar resultados	Paciente	-	CU	-	-
e replay	Neuropsicólogo	-	•	-	-
Sistema de	Paciente	RD	CU	-	-
notificações	Neuropsicólogo	CU	RD	-	-
Mapa mordas	Paciente	-	-	-	CU
	Neuropsicólogo	-	-	-	CRU
Tempo e distância	Paciente	-	-	-	CU
poupados	Neuropsicólogo	1	•	-	CRU
Circunferência	Paciente	-	-	-	CU
tempo poupado	Neuropsicólogo	-	-	-	CRU
Lista masiantas	Paciente	-	-	CUD	-
Lista pacientes	Neuropsicólogo	-	-	RU	-
Maragaão do tostas	Paciente	RD	-	-	-
Marcação de testes	Neuropsicólogo	CUD	-	-	-
Guardar	Paciente	CU	-	-	-
localização	Neuropsicólogo	CU	-	-	-
Realização de	Paciente	RU	-	-	-
testes	Neuropsicólogo	С	-	-	-
Acesso testes	Paciente	R	-	-	-
marcados	Neuropsicólogo	С	-	-	-
Acesso resultados	Paciente	CU	-	-	-
e replay	Neuropsicólogo	R	-	-	-
Instruções de	Paciente	R	-	-	-
navegação	Neuropsicólogo	-	-	-	-



Mockups:



Figura 1 - Página principal do paciente




Figura 2 - Página teste do paciente




Figura 3 - Página lista de pacientes do neuropsicólogo




Figura 4 - Página resultado e replay do neuropsicólogo




Figura 5 - Página informação paciente do neuropsicólogo



Figura 6 - Página mapa de moradas do neuropsicólogo



Diagrama de blocos:



Modelo de domínio:






Diagrama de casos de uso:





Diagrama máquina de estados:





Referências:

Neuropsicologia. (2015). In *Psicodinamica*. Acedido em http://www.psicodinamica.pt/Avaliacao/Neuropsicologia

O que é e para que serve uma avaliação neuropsicológica?. (2018). In *Amenteemaravilhosa*. Acedido em https://amenteemaravilhosa.com.br/avaliacao-neuropsicologica/

Neuropsicologia. (n.d.). In hotc. Acedido em https://hotc.pt/especialidades/neuropsicologia/